

# 6 mois après l'achat

Date

**Objectif: contrôler l'efficacité de l'appareillage et optimiser les réglages**

## ■ LES ETAPES

### 1 - Ecouter vos besoins

### 2 - Contrôler vos appareils

- Nettoyer les appareils, vérifier la qualité de l'amplification au stéthoscope, changer les tubes.

### 3 - Examiner vos conduits auditifs

### 4 - Remédier à toute anomalie ou à toute insatisfaction\*

### 5 - Ajuster les réglages selon vos besoins puis les valider par vos sensations auditives immédiates

- Améliorer les performances de reconnaissance de la parole sous réserve que le confort auditif soit satisfaisant.

### 6 - Contrôler l'efficacité de l'appareillage et comparer les résultats avec les précédents

- Reproduire l'environnement sonore des situations à problèmes pour valider les réglages.
- Faire inscrire les résultats P. 22 à 25.

### L'audioprothésiste précise les actes réalisés

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### L'audioprothésiste note ses conseils sur le port et l'usage de vos appareils

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\* Si nécessaire, contrôler l'acoustique des appareils à la chaîne de mesure